

BaByliss IPL: Veilig & optimaal resultaat

*Intense Pulsed Light ontharing | Klinisch bewezen: 90% minder haar **

Al meer dan 25 jaar zet BaByliss de modernste technologieën in om te kunnen beantwoorden aan de meest veeleisende en geavanceerde wensen van vrouwen op het gebied van ontharen.

Dankzij de ontharingstechniek met IPL-lichtpuls (Intense Pulsed Light), zorgt het Homelight-ontharingsapparaat van BaByliss ervoor dat ongewenste haargroei op milde en pijnloze wijze verwijderd wordt, voor een huid die langdurig glad en zacht blijft.

WAAROM BABYLISSE IPL:

NADRUk OP VEILIGHEID

- ✓ Schadelijke UV straling wordt **100% gefilterd**
- ✓ Inclusief contactsensor voor **optimale bescherming**

OPTIMAAL RESULTAAT

- ✓ Quartz lamp geeft **lange levensduur** | Ontwikkeld voor intensief gebruik.
Het materiaal garandeert tot zeker **300.000** flitsen optimaal resultaat!
- ✓ Lens grootte: **ruim 10% grotere lens** t.o.v. concurrent

100% BETROUWBAAR

- ✓ Klinisch bewezen **90% minder haargroei** na 8 sessies *
- ✓ 96% van de BaByliss IPL gebruikers raden onze producten aan **

INCLUSIEF BABYLISSE APP



De speciale door BaByliss ontwikkelde applicatie helpt je om het apparaat op de juiste manier te gebruiken door middel van een stappenplan. Je krijgt (mits je daar toestemming voor verleent) automatisch een herinnering wanneer het weer tijd is voor een volgende behandeling. Ook houdt de applicatie exact bij welke behandelingen je hebt gedaan.



* 90% reductie van het haar op de benen na 8 sessies. Klinische test uitgevoerd in 2013 onder 49 personen met phototypes I tot V

** Onafhankelijk laboratorium «Spincontrol», door het Franse Ministerie van Volksgezondheid geregistreerd. Klinische studie uitgevoerd in 2013 op 53 mensen met phototypes I tot en met V van 18 tot 65 jaar oud op een 18 maanden-periode.

G960E IPL Homelight Sensor

EFFECTIEVE IPL TECHNOLOGIE

- Klinisch bewezen efficiënt: 90% MINDER HAAR *
- Pijnloos ontharen van lichaam en gezicht

UITERST VEILIG

- **Skin sensor:** automatisch advies op basis van de huidskleur
- Getest onder dermatologisch toezicht
- **Contactdetector:** flitst pas als er contact met de huid is
- Skin tolerance: **100% UV vrij**
- **Quartz lamp:** veilig, efficiënt en kwalitatief

BEWEZEN EFFICIËNT

- **2 verwisselbare opzetstukken:**
 - 4cm² : extra groot oppervlak
 - 2cm² : voor de gevoelige zones
- Very long life: **300.000 flitsen**
= genoeg voor volledige behandeling + onderhoudsbehandeling
- Klinisch getest effectief: 90% minder haar in 8 sessies *

GEMAKKELIJK & SNEL

- Behandelingstijd: benen (10 min), bikinilijn (2 min), oksels (1 min)
- **Glide mode:** continue flitsmodus
- Ontharingsprogramma van 8 sessies
- Zeer compact en lichtgewicht, ergonomisch design
- **Precisie opzetstukken: (gezicht/gevoelige zones)**

GEBRUIK

- Handmatig flitsen voor precisie
- Effectief op 5 verschillende huidtypes (phototype I tot V)
- Niet bruikbaar op donkere huid phototype VI
- Niet geschikt voor grijs, wit en (licht)blond haar



2 cm²



4 cm²



INFO
EAN: 3030050126228
Garantie: 3 jaar



* 90% reductie van het haar op de benen na 8 sessies. Klinische test uitgevoerd in 2013 onder 49 personen met phototypes I tot V

G960E IPL Homelight Sensor

IPL behandeling speciaal voor jouw huidtype

Met de IPL Homelight Sensor verwijder je effectief ongewenste haargroei op milde en pijnloze wijze, gewoon thuis in jouw eigen vertrouwde omgeving. De ingebouwde sensor detecteert automatisch jouw huidtype en geeft zo advies over hoe jouw ideale behandeling eruit ziet. IPL Homelight zorgt voor een huid die langdurig glad en zacht blijft.



BEHANDELING STAPPEN



LET OP! Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing in zijn geheel zorgvuldig door, en besteed met name aandacht aan de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies.



BEHANDELINGS TIJDEN



1 mln.



1 mln.



10 mln.



5 min.



5 min.



2 min.

BEHANDELSHEMA

Ongeveer 10 sessies zijn nodig voor een complete behandeling. Begin met vier sessie om de twee weken, de daarop volgende sessies moeten eens per maand uitgevoerd worden. Na 8 sessies, ontstaat er 90% minder haar.

1e maand							2e maand							3e maand							4e maand							5e maand						
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28
29	30						29	30						29	30						29	30					29	30						

De eerste 4 behandelingen met het Homelight-ontharingsapparaat dienen met tussenpozen van 2 weken plaats te vinden. De volgende behandelsessies dienen met tussenpozen van 4 weken te worden uitgevoerd, tot het gewenste resultaat is bereikt.

Daarna gebruikt u het Homelight-ontharingsapparaat alleen nog af en toe, indien het haar weer aangroeit, met tussenpozen van minimaal 4 weken, totdat het haar langdurig wegblijft.